

## BLA©KPAD®master

THE PERFECT BASE FOR LC-COMPOSITE



### BLACKPADmaster 1

- Ergonomische **Anmischplatte** für das Schichten mit **Kompositmassen**.
- **Einfach** und **logisch**, da die einzelnen Kompositmassen entsprechend des **Zahnschemas** verarbeitet werden können.
- Die **spezialbeschichtete**, nicht klebende Oberfläche der **BLACKPADS** ermöglicht ein **vereinfachtes** Arbeiten mit Kompositen.
- **Keramikeinsatz** mit flachen Mulden für **Modellierflüssigkeit**.
- **Licht-** und **staubdichte** Box für materialgerechte Verarbeitung von Kompositen.
- Optimiertes Box-Design für **Rechts-** und **Linkshänder**.



Der schwarze  
Keramikeinsatz  
ist **ideal für Liquids**  
und lässt sich  
**einfach** reinigen.

Mulden für  
Modellierflüssigkeit



#### Tipp:

Nur wenn die Box  
nach der Material-  
entnahme **stets geschlossen**  
wird, können die lichthärtenden  
Kunststoffe **erheblich länger**  
verarbeitet und dadurch alle  
Vorteile des **BLACKPADmaster**  
optimal genutzt werden!

#### Vorteil:

**Zeitsparende, bequeme und saubere**  
Arbeitsweise durch **15 abziehbare Pads**.  
Nachdem alles verblendet ist, das Pad  
einfach abziehen und alles ist wieder  
wie neu!

**Reinigungszeiten entfallen!**



## UNSER TOPSELLER!

### BLACKPADmaster 1

# BPM-050

4-teilig **mit Zahnschema**

1 x Unterteil, 1 x Deckel

1 x BLACKPAD-Adapter mit 15 Pads

1 x Keramikeinsatz (seitlich)



Nachfüllpackung

# BCP-15 1-teilig

1 x BLACKPAD-Adapter mit 15 Pads



### BLACKPADmaster 2

# BCP-1c

4-teilig **mit Zahnschema**

1 x Unterteil, 1 x Deckel

1 x BLACKPAD **aus Keramik**

1 x Keramikeinsatz (seitlich)



### BLACKPADmaster 3

# BCP-2cP

4-teilig **ohne Zahnschema**

1 x Unterteil, 1 x Deckel

1 x BLACKPAD **aus Keramik**

1 x Keramikeinsatz (seitlich)

