

LABiONiQ

finest masterpieces made in germany


BLA©KPAD®master

Comp Tray

BPM-050



Die intuitive **Anmischplatte**
für das kreative Schichten
mit **Kompositmassen**



”

**Praktisch,
durchdacht und
organisiert**

Zt. Florian Roth




BLA©KPAD®master

Comp Tray # BPM-050




- Die Oberfläche des Blackpads ist **spezialbeschichtet** und **seidenmatt**, um Komposit **ästhetisch**, **materialgerecht** und **effektiv** zu verarbeiten.



- Durch den **EVERCLEAN Adapter** ist die Anmischplatte immer wie neu



- Licht-** und **staubdichte** Box für materialgerechte Verarbeitung und **perfekte Organisation** der Werkzeuge auf dem geriffelten Deckel



- Die **Vertiefungen** sind **ideal zum Platzieren** von flüssigen Kompositen und Liquid.

- Einfach und logisch**
Jede Kompositmasse wird entsprechend dem **Zahnschema** positioniert und verarbeitet.

- Das weiße Mischfeld ist perfekt zum **Mischen individueller Farben**



“

Praktisch durchdacht: matte Folien, klares Zahnschema, weißer Mischbereich und dank der geriffelten Abdeckung bleibt mein Arbeitsplatz ordentlich!

Florian Roth - Zahntechniker & Referent



Die gezeigten Arbeiten von Florian Roth stehen für höchste zahntechnische Präzision, handwerkliches Können und ein feines Gespür für Ästhetik.



Zt. Florian Roth
Zahntechniker & Referent



Instagram
zt_florian.roth

Kurse zum Thema
Komposit / CERAMAGE
www.shofu.de/akademie/kurse



BLA©KPAD®master (3-teilig) # BPM-050

Maße geschlossen: 238 x 114 x 30 mm
1 x **Unterteil** aus schwarzem Kunststoff
1 x **Deckel** aus schwarzem Kunststoff
1 x **Adapter** mit 15 Blatt



BLA©KPAD® (1-teilig) # BCP-25

1 x **Adapter** mit 15 Blatt
Maße Arbeitsfläche: 187 x 97 mm

